


Fiche méthode : j'utilise la loupe binoculaire.

Découvre la loupe binoculaire

- Les oculaires (**1**) grossissent la préparation comme une loupe.
- La potence (**3**) supporte la vis macrométrique (**2**) qui permet les mouvements rapides du tube optique (**4**).
- L'éclairage est assuré par une lampe orientée sur l'objet ou l'animal que l'on observe

Pour l'utiliser

- Bien orienter la lumière sur la préparation à observer.
- Effectue la mise au point, pour cela : utilise la vis macrométrique pour obtenir une image nette de ce que tu observes en regardant dans la loupe binoculaire.
- Déplace **lentement** l'animal que tu observes, et effectue une nouvelle mise au point si c'est nécessaire.
- Appelle ton professeur si tu as un problème.



Fiche méthode : j'utilise la loupe binoculaire.

Découvre la loupe binoculaire

- Les oculaires (**1**) grossissent la préparation comme une loupe.
- La potence (**3**) supporte la vis macrométrique (**2**) qui permet les mouvements rapides du tube optique (**4**).
- L'éclairage est assuré par une lampe orientée sur l'objet ou l'animal que l'on observe

Pour l'utiliser

- Bien orienter la lumière sur la préparation à observer.
- Effectue la mise au point, pour cela : utilise la vis macrométrique pour obtenir une image nette de ce que tu observes en regardant dans la loupe binoculaire.
- Déplace **lentement** l'animal que tu observes, et effectue une nouvelle mise au point si c'est nécessaire.
- Appelle ton professeur si tu as un problème.

